

Kontaktlinsguide för Proclear® 1 day multifocal

Olika kunder. En enkel linsvalsprocess.

En unik metod gör linsvalet enkelt.

- Central läsdel med asfärisk design
- Utformad med en enstyrkeprofil
 - Bevarar seendet på avstånd, begränsar behovet att kompromissa med synen
- Near boost i det icke-dominanta ögat
 - Optimerar när- och medellångt seende och bevarar binokulärseendet
 - Passar användare med addition upp till +2,50
- Ger sammantaget en naturligare synupplevelse

Guide för val av linser

Steg 1 Bekräfta refraktion och fastställ ögondominans.

Steg 2 **Dominant öga:** Välj lins med lämplig avståndsrefraktion.

Icke-dominant öga: Välj en lins med rekommenderad "near boost" adderad till avståndsstyrkan, enligt användarens additionskrav:

Kundens addition	"Near boost"
upp till +1,00	Ingen "near boost" erfordras
+1,25 till +1,75	+0,75 D
+2,00 till +2,50	0,75 D till +1,00 D

Exempel på refraktion: -2,00 OU med +1,75 addition

Proclear 1 day multifocal Lens Rx

Dominant öga	Icke-dominant öga
-2,00	-1,25

Steg 3 Låt linserna sitta i en stund innan synen bedöms. Om kunden är nöjd med synen kan kontaktlinserna lämnas ut.

Optimeringstips

För att förbättra avståndsseendet, utför en överrefraktion i steg om +/- 0,25 D på det dominanta ögat under binokulära förhållanden. Många optiker har funnit att ett tillägg på +0,25 D på det dominanta ögat i steg 2 förbättrar avståndsseendet.

För att förbättra närseendet, utför en överrefraktion i steg om +/- 0,25 D på det icke-dominanta ögat under binokulära förhållanden.



Kontaktlinsguide för Proclear® 1 day multifocal

En innovativ metod.
Flera anledningar att
välja Proclear.

Förbättrar närseendet utan att påverka avståndsseendet.

- Enkel anpassning för linsanvändare som genomgår olika stadier av presbyopi
 - Utformad med en enstyrkeprofil
 - Minskat behov att kompromissa med avståndsseendet
- Linsens utformning bidrar till en förenklad upplevelse vid linstillpassning
 - Minskar tiden hos optikern och minimerar antalet uppföljningsbesök
- Brett, effektivt parameterintervall
- Ny metod för att uppfylla synbehoven hos användare av endagslins

Olika kunder. En Proclear.

Behandlar båda ögonen separat samtidigt som de bibehåller okulärseendet

- Använder olika styrkor i varje öga för att förbättra närseendet samtidigt som de minimerar behovet att kompromissa med avståndsseendet
- Skickar separata signaler till varje öga, vilket ger hjärnan möjlighet att skapa en bättre bild

En avsevärd förbättring jämfört med monovision

- Bevarar den binokulära summationen vid högre additioner och ger bättre synprestanda än monovision
- Förbättrar stereopsi, synen på medellångt avstånd samt mörkerseendet
- Multifokal linsdesign

Produktspecifikationer

Proclear 1 day multifocal

Styrka	+6,00 till -10,00 (0,25 steg; 0,50 steg efter -6,00)
Addition	Utformad med en enstyrkeprofil
Baskurva	8,7 mm
Diameter	14,2 mm

