



CooperVision®
Live Brightly.®

Guide till produktspecifikationer



MyDay® Endagslinser familj

MyDay® Endagslinser



Bärtid
Endagslinser

Förpackningsstorlekar

Material /vattenhalt
stenfilcon A / 54%

Baskurva 8,4mm
Diameter 14,2mm

Sfärstyrka
+6,00 till -10,00D
(0,50D steg efter
+5,00D och -6,00D)

Design
Asfärisk

FDA-grupp SiHy
UV-skydd** Ja
Hanteringsfärg Ja

Högpresterande endagslinser för
en aktiv livsstil.

MyDay® Endagslinser toric



Bärtid
Endagslinser

Förpackningsstorlekar
30 pack

Material /vattenhalt
stenfilcon A / 54%

Baskurva 8,6mm
Diameter 14,5mm

Sfärstyrka
+0,50D till +6,00D
(0,50D steg)
Plan till -6,00D
(0,25D steg)
-6,50D till -10,00D
(0,50D steg)

Axelläge
10°, 20°, 70°,
80°, 90°, 100°,
110°, 160°, 170°,
180°

10°, 20°, 90°,
160°, 170°, 180°

Cylinderstyrka
-0,75, -1,25,
-1,75

-2.25

FDA-grupp SiHy
UV-skydd** Ja
Hanteringsfärg Ja
Design
Optimised
Toric Lens
Geometry™

Högpresterande endagslinser för
användare med astigmatism.

clariti® 1 day familj

clariti® 1 day



Bärtid
Endagslinser

Förpackningsstorlekar
30 pack

Material /vattenhalt
somofilcon A / 56%

Baskurva 8,6mm
Diameter 14,1mm

Sfärstyrka
-8,00D till -10,00D
(0,50D steg efter
+6,00D en -6,00D)

Design
Asfärisk

FDA-grupp SiHy
UV-skydd** Ja
Hanteringsfärg Nej

Praktiska endagslinser med hög
syregeNejmsläpplighet¹ och god
komfort till ett bra pris[†].



CooperVision
Live Brightly!

Läs mer om våra kontaktlinser på
coopervision.com/contact-lenses

clariti® 1 day toric



Endagslinser med hög syrege-
njmsläpplighet¹ och god komfort
till ett bra pris[†].

Bärtid	Förpackningsstorlekar	Material / vattenhalt	Baskurva
Endagslinser	5 pack 30 pack	somofilcon A / 56%	8,6mm
Sfärstyrka	Axelläge	Cylinderstyrka	Diameter 14,3mm
Plan till -6,00D (0,25D steg)	10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°	-0,75 -1,25 -1,75	FDA-grupp SiHy
-6,50D till -9,00D (0,50D steg)			UV-skydd** Ja
+0,25D till +4,00D (0,25D steg)	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	-0,75 -1,25 -1,75	Hanterings- färg Nej
Plan till -6,00D (0,25D steg)	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	-2,25	
-6,50D till -9,00D (0,50D steg)	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°	-2,25	

clariti® 1 day multifocal



Endagslinser med hög syrege-
njmsläpplighet¹ och god komfort
till ett bra pris[†].

Bärtid	Förpackningsstorlekar	Material / vattenhalt	Baskurva
Endagslinser	5 pack 30 pack	somofilcon A / 56%	8,6mm
Sfärstyrka	Addition	Design	Diameter 14,1mm
+5,00D till -6,00D	LOW Add, upp till +2.25D HIGH Add, +2.50D till +3.00D	Central läsdal, progressiv för mellanavstånd samt perifer del för avståndsstyrka	FDA-grupp SiHy
			UV-skydd** Ja
			Hanterings- färg Nej

Biofinity® familj

Biofinity Energys®



Biofinity Energys® är månadslinser
framtagna för att reducera känslan
av torra och trötta ögon som up-
pkommit vid användning av digitala
enheter^{2,3}

Bärtid	Förpackningsstorlekar	Material / vattenhalt	Baskurva
Dagligt bruk och utökad användning i upp till 29 nätter	3 pack	comfilcon A / 48%	8,6mm
Sfärstyrka	Design		Diameter 14,0mm
+8,00D till -12,00D (0,50D steg efter +/-6,00D)	Asfärisk Digital Zone Optics® linsdesign		FDA-grupp SiHy
			UV-skydd** Nej
			Hanterings- färg Ja



CooperVision®
Live Brightly!

Läs mer om våra kontaktlinser på
cooper-vision.com/contact-lenses

Biofinity®



Månadslinser i premiumsegmentet för långvarig komfort och utmärkt syn^{2,4,5}

Bårtid	Dagligt bruk och utökad användning i upp till 29 nätter/30 dagar	Förpackningsstorlekar	6 pack	Material / vattenhalt	comfilcon A / 48%	Baskurva	8,6mm
Sfärstyrka	+8,00D till 12,00D (0,50D steg efter +/-6,00D)	Design	Asfärisk	Diameter	14,0mm	FDA-grupp	SiHy
				UV-skydd**	Nej	Hanteringsfärg	Ja

Biofinity® toric



Den perfekta lösningen för astigmatism. Med Biofinity® toric månadslinser kan du få utmärkt syn och en bekvämare linsupplevelse.⁶⁻⁸

Bårtid	Dagligt bruk och utökad användning i upp till 29 nätter/30 dagar	Förpackningsstorlekar	6 pack	Material / vattenhalt	comfilcon A / 48%	Baskurva	8,7mm
Sfärstyrka	+8,00D till -10,00D (0,50D steg efter +/-6,00D)	Axelläge	10° till 180° (10° steg)	Cylinderstyrka	0,75, -1,25, -1,75, -2,25	Diameter	14,5mm
				FDA-grupp	SiHy	UV-skydd**	Nej
				Hanteringsfärg	Ja	Design	Optimised Toric Lens Geometry™

Biofinity® multifocal



Biofinity® multifocal – fokus på inNejvation, fokus på komfort. Hälsosamma och bekväma multifokala kontaktlinser för skarp, enastående syn på nära håll, på avstånd och däremellan⁹

Bårtid	Dagligt bruk och utökad användning i upp till 29 nätter/30 dagar	Förpackningsstorlekar	6 pack	Material / vattenhalt	comfilcon A / 48%	Baskurva	8,6mm
Sfärstyrka	+6,00D till -8,00D (0,50D steg efter -6,00D)	Addition	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50	Design	D-lins N-lins	Diameter	14,0mm
				FDA-grupp	SiHy	UV-skydd**	Nej
				Hanteringsfärg	Ja		



CooperVision®
Live Brightly!

Läs mer om våra kontaktlinser på
cooper-vision.com/contact-lenses

Avaira Vitality™ familj

Avaira Vitality™



Hög prestanda. Exceptionellt prisvärd.

Bärtid

Dagligt bruk

Sfärstyrka

+0,25D till +8,00D
(0,50D steg efter
+6,00D)

-0,25D till -12,00D
(0,50D steg efter
-6,00D)

Ej plan

Förpackningsstorlekar

6 pack

Design

Asfärisk

Material / vattenhalt

fanfilcon A / 55%

Baskurva 8.4mm, 8.5mm


Diameter 14.2mm

FDA-grupp SiHy

UV-skydd** Ja

Hanteringsfärg Ja

Avaira Vitality™ toric



Hög prestanda. Exceptionellt prisvärd.

Bärtid

Daily

Sfärstyrka

Plan till -6,00D
(0,25D steg)

Förpackningsstorlekar

6 pack

Cylinderstyrka

-0,75
-1,25
-1,75

Material / vattenhalt

fanfilcon A / 55%

Axelläge

10° till 180°
(10° steg)

Design

Optimised Toric
Lens Geometry™

Baskurva 8,5mm

Diameter 14,5mm


FDA-grupp SiHy

UV-skydd** Ja

Hanteringsfärg Ja

Brilliant Futures™ med MiSight®

Brilliant Futures™ med MiSight®



Endagslinser med bevisat bromsande effekt på utvecklingen av närsynthet hos barn.¹⁰

Bärtid

Dagligt bruk

Sfärstyrka

-0,25 till -6,00
(0,25 steg)

Förpackningsstorlekar

30 pack

Material / vattenhalt

omafilcon A

Baskurva 8,7mm

Diameter 14,2mm

FDA-grupp 2

UV-skydd** Ja

Hanteringsfärg Ja

Proclear® familj

Proclear® 1 day



Bärtid	FÖRPACKNINGSTORLEKAR	Material / vattenhalt	Baskurva	8,7mm
Dagligt bruk	30 pack 90 pack	omafilcon A / 60%	Diameter	14,2mm
Sfärstyrka	Design		FDA-grupp	2
+8,00D till -12,00D (0,50D steg efter +5,00D och -6,00D)	Asfärisk		UV-skydd**	Nej
			Hanteringsfärg	Ja

Skarp syn*, enkelhet och komfort för kontaktlinsanvändare som upplever torra ögon.

Proclear® 1 day multifocal



Bärtid	Förpackningsstorlekar	Material / vattenhalt	Baskurva	8,7mm
Dagligt bruk	30 pack	omafilcon A / 60%	Diameter	14,2mm
Sfärstyrka	Addition	Design	FDA-grupp	2
-10,00D till +6,00D (0,50D steg efter -6,00D)	0.00 to +2.50 Single power profile, upp till ADD +2,50	Asfärisk central läsdel (CN)	UV-skydd**	Nej
			Hanteringsfärg	Ja

Enkelhet och komfort för användare av multifokala kontaktlinser som upplever ögontorrhet.

Proclear® sphere



Bärtid	Förpackningsstorlekar	Material / vattenhalt	Baskurva	8,6mm
Månads	6 pack	omafilcon B / 62%	Diameter	14,2mm
Sfärstyrka	Design		FDA-grupp	2
-20,00D till +20,00D (0,50D steg efter +/-6,00D)	Asfärisk		UV-skydd**	Nej
			Hanteringsfärg	Ja

Skarp syn¹¹ och komfort för kontaktlinsanvändare som upplever ögontorrhet.



CooperVision
Live Brightly!

Läs mer om våra kontaktlinser på
[cooper-vision.com/contact-lenses](https://www.cooper-vision.com/contact-lenses)

Proclear® toric



Ger god komfort hela dagen för kontaktlinseanvändare med astigmatism som upplever ögontorrhet.

Bärtid	Förpackningsstorlekar	Material / vattenhalt	Baskurva
Månads	3 pack 6 pack	omafilcon B / 62%	8.4, 8.8mm
Sfärstyrka	Axelläge	Cylinderstyrka	Diameter
+6,00D till -8,00D (0,50D steg efter -6,50D)	10° till 180° (10° steg)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25	14.4mm
+6,25D till +10,00D (0,50D steg efter +6,50D)	5° till 180° (5° steg)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25	FDA-grupp
-8,50D till -10,00D (0,50D steg)			2
+10,00D till -10,00D (0,50D steg efter +/-6,50D)	5° till 180° (5° steg)	-2,75 till -5,75 (0,50D steg)	UV-skydd**
			Nej
			Hanteringsfärg
			Ja

Proclear® multifocal



Bidrar till komfort hela dagen för användare av multifokala kontaktlinser som upplever ögontorrhet.

Bärtid	Förpackningsstorlekar	Material / vattenhalt	Baskurva
Månads	3 pack 6 pack	omafilcon B / 62%	8.7mm
Sfärstyrka	Addition		Diameter
+6,00D till -8,00D (0,50 steg efter -6,50D)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50		14.4mm
+6,25D till +20,00D -8,50D till -20,00D (0,50D steg efter +/-6,50D)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50, +4,00		FDA-grupp
+20,00D till -20,00D (0,50D steg efter +/-6,50D)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50		2
+20,00D till -20,00D (0,50D steg efter +/-6,50D)	+3,00, +3,50, +4,00		UV-skydd**
			Nej
			Hanteringsfärg
			Ja
			Design
			D-lins N-lins

Proclear® multifocal toric



Ger komfort hela dagen för användare av multifokala kontaktlinser som även är astigmatiker och upplever ögontorrhet.

Bärtid	Förpackningsstorlekar	Material / vattenhalt	Baskurva
Månads	3 pack	omafilcon B / 62%	8.4, 8.8mm
Sfärstyrka	Cylinderstyrka	Axelläge	Diameter
+20,00D till -20,00D (0,50D steg efter +/-6,50D)	-0,75 till -5,75 (0,50D steg)	5° till 180° (5° steg)	14.4mm
		Addition	FDA-grupp
		+1,00 till +4,00 (0,50D steg)	2
			UV-skydd**
			Nej
			Hanteringsfärg
			Ja
			Design
			D-lins N-lins



CooperVision
Live Brightly!

Läs mer om våra kontaktlinser på
cooper-vision.com/contact-lenses

Biomedics® familj

Biomedics® 55 Evolution



Bärtid

Månads

Förpackningsstorlekar

3 pack
6 pack

Material / vattenhalt

ocufilcon D / 55%

Baskurva 8,6, 8,8, 8,9mm

Diameter 14,2mm

FDA-grupp 4

UV-skydd** Nej

Hanteringsfärg Ja

Sfärstyrka

-10,00D till
+8,00D
(0,50D steg
efter +5,00D och
-6,00D)

Design

Asfärisk

Utformade för komfort och
prestanda till ett överkomligt pris

Biomedics® toric



Bärtid

Månads

Förpackningsstorlekar

6 pack

Material / vattenhalt

ocufilcon D / 55%

Baskurva 8,7mm

Diameter 14,5mm

FDA-grupp 4

UV-skydd** Ja

Hanteringsfärg Ja

Sfärstyrka

-9,00D till +8,00D
(0,50D steg
efter +5,00D och
-6,00D)

Cylinderstyrka

0,75, -1,25,
-1,75, -2,25

Axelläge

10° till 180°
(10° steg)

Den prisvärda kontaktlinserna för
användare med astigmatism

Biomedics® 1 day Extra



Bärtid

Dagligt bruk

Förpackningsstorlekar

30 pack
90 pack

Material / vattenhalt

ocufilcon D / 55%

Baskurva 8,6mm, 8,8mm

Diameter 14,2mm

Sfärstyrka

-10,00D till +6,00D
(0,50D steg efter
+5,00D och -6,00D)

Design

Asfärisk

En extra skön endagslin

Biomedics® 1 day Extra toric



Bärtid

Dagligt bruk

Förpackningsstorlekar

30 pack

Material / vattenhalt

ocufilcon D / 55%

Baskurva 8,7mm

Diameter 14,5mm

FDA-grupp 4

UV-skydd** Ja

Sfärstyrka

+0,00D till
-10,00D
(0,25D steg, 0,50D
steg efter -6,00D)

Cylinderstyrka

0,75, -1,25,
-1,75 (endast i
90°/180°)

Axelläge

20°, 90°,
160°, 180°

Skön endagslin för dig med
brytningsfel

† Baserat på CooperVisions rekommenderade försäljningspris. Försäljningspriset bestäms uteslutande av återförsäljaren.

Ovanstående är inte avsett att påverka försäljningspriset mot konsument.

* Tack vare asfärisk optik.

** Varning: UV-absorberande kontaktlinser ersätter inte skyddande UV-absorberande ögonskydd, t.ex. UV-absorberande glasögon eller solglasögon, eftersom de inte helt täcker ögat och omkringliggande områden. Kunden bör fortsätta använda UV-skydd enligt rekommendation.

Referenser:

1. Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. *Optom Vis Sci* 2005. 2005;82(6):467-472.
2. CooperVision data on file. 2006. Aquaform[®]-tekNejlogi använder sig av långa silikonkedjor med vätebindningar för att låsa in vattenmolekyler till linsen, vilket ger långvarig komfort.
3. The Vision Council. Hindsight is 20/20/20: protect your eJa from digital devices: 2015 digital eye strain report.
4. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity[®] spherical contact lens compared to Air Optix[®] Aqua spherical lenses over one month of wear.
5. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity[®] spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.
6. Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. *Cont Lens Anterior Eye*. 2014;37:346-350 Linser i studien: PureVision[™] Toric, AirOptix[®] for Astigmatism, Biofinity[®] Toric, ACUVUE[®] Advance for Astigmatism och Proclear[®] Toric.
7. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity[®] toric compared to AIR OPTIX[®] for ASTIGMATISM contact lens over one month of wear.
8. CooperVision data on file. 2016. Clinical evaluation of Biofinity[®] toric compared to ULTRA[®] for astigmatism over one month of wear.
9. CooperVision data on file 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal[®] compared to ACUVUE[®] Oasys for Presbyopia, AIR OPTIX[®] for Presbyopia and PureVision[®] Multi-Focal.
10. Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight[®] lenses for myopia control. *Optom Vis Sci*. 2019;96(8):556-567.
11. CVI data on file 2017 & 2014; Nejn-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20.

Alla varumärken, servicemärken, firmanamn och produktamn som återfinns här är, om inget annat anges, registrerade varumärken och varumärken som tillhör CooperVision och dess dotterbolag. CooperVisions varumärken får endast användas offentligt med tillstånd av företaget.